

傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表修正對照表

113年 07月版

現行附表內容				修正後附表內容				說明
傳染病名稱*	採檢項目	採檢時間	送驗方式**	傳染病名稱*	採檢項目	採檢時間	送驗方式**	
白喉	咽頭、喉頭及鼻黏膜之病灶偽膜	臨床診斷為疑似病例時	2-8 °C (B類感染性物質 P650 包裝)	白喉	咽頭、喉頭及鼻黏膜之病灶偽膜或皮膚病灶偽膜	臨床診斷為疑似病例時	2-8 °C (B類感染性物質 P650 包裝)	採檢項目新增「 <u>皮膚病灶偽膜</u> 」。
流行性腦脊髓膜炎	全血	未投藥前立即採檢	22-35°C (B類感染性物質 P650 包裝) 全血和腦脊髓液無法 2 小時內送達實驗室時，請先放 37°C 培養箱，隔夜後再送出。	流行性腦脊髓膜炎	全血	未投藥前立即採檢	22-35°C (B類感染性物質 P650 包裝)	1. 採檢項目新增「 <u>無菌部位體液</u> 」。 2. <u>修訂採檢時間</u> 。 3. <u>修訂送驗方式</u> 。
	腦脊髓液				腦脊髓液			
	皮膚病灶				皮膚病灶			
	疑似菌株	疑似菌株			已自全血、腦脊髓液、 <u>無菌部位體液或皮膚病灶</u> 分離菌株時			
	確認菌株	確認菌株			認可檢驗機構確認的菌株 (分自血液或腦脊髓液) <u>自全血、腦脊髓液、無菌部位體液或皮膚病灶</u>)			