

傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表修正對照表

115年04月版

修正後附表內容				現行附表內容				說明
傳染病名稱*	採檢項目	採檢時間	送驗方式**	傳染病名稱*	採檢項目	採檢時間	送驗方式**	
<u>立百病毒感 染症</u>	<u>鼻咽或咽喉擦 拭液</u>	<u>發病 7 日內</u>	<u>2-8°C</u> <u>(A 類感染性物 質 P620 包裝)</u>	-	-	-	-	新增「立百病毒感 染症」為第五 類法定傳染病， 爰訂定相關採 檢項目、時間及 送驗方式。
	<u>腦脊髓液</u>	<u>住院期間</u>		-	-	-	-	
	<u>抗凝固全血</u>	<u>發病 7 日內</u>		-	-	-	-	
兔熱病	抗凝固全血	發病初期(未投藥 前)	22-35°C (B 類感染性物 質 P650 包裝)	兔熱病	抗凝固全血	發病初期(未 投藥前)	22-35°C (B 類感染性物 質 P650 包裝)	依 114 年 9 月 17 日「免熱病之病 例定義修訂會 議」紀錄，新增 採檢項目。
	<u>皮膚病灶</u>		2-8°C (B 類感染性物 質 P650 包裝)		血清	急性期 (發 病 7 日內) ；恢復期 (發病 14-20 日之間)	2-8°C (B 類感染性 物質 P650 包 裝)	
	<u>淋巴液</u>							
	<u>咽喉擦拭液</u>							
	<u>痰液</u>	急性期 (發病 7 日內) ；恢復期 (發病 14-20 日之間)	2-8°C (A 類感染性物 質 P620 包裝)		菌株	已分離菌株 時	2-8°C (A 類感染性 物質 P620 包 裝)	
	血清							
	菌株	已分離菌株時	2-8°C (A 類感染性物 質 P620 包裝)		菌株	已分離菌株 時	2-8°C (A 類感染性 物質 P620 包 裝)	